

ENDOPULS 811

RADIAL SHOCKWAVE THERAPY



PASSION FOR MOTION

Điều trị bằng sóng “shock” được ứng dụng thành công trong điều trị cơ, mô gân và các đầu dây chằng. Sóng “shock” là một dạng xung âm thanh mang năng lượng lớn, được truyền vào sâu như sóng. Việc giải phóng năng lượng trong vùng điều trị giúp cải thiện sự trao đổi chất và tuần hoàn máu, từ đó kích thích cơ chế tự phục hồi của cơ thể.

Sóng “shock” có thể được tạo ra bằng các phương pháp Điện từ trường hoặc sử dụng khí nén. Máy Endopuls 811 không cần có máy nén độc lập cho nó. Sử dụng nguyên lý điện từ trường để tạo sóng “shock”, máy nhỏ gọn dễ di chuyển.

Ưu điểm của điều trị sóng “shock” là thời gian điều trị rất ngắn cho một buổi, có tỷ lệ phần trăm điều trị thành công cao, chỉ sau vài buổi điều trị. Điều này giúp cho liệu pháp điều trị bằng sóng “shock” được phổ biến rộng rãi. Thậm chí chỉ một can thiệp ngắn với sóng “shock”, có thể mang lại kết quả tốt.



Partner for Life

